




Masques faciaux d'anesthésie sans crochet de fixation

Un choix évident pour réduire votre impact sur l'environnement



Anesthésie ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

ClearLite™ masques faciaux d'anesthésie

Une gamme de masques faciaux d'anesthésie incluant sept tailles pour répondre à l'ensemble des besoins cliniques des patients, disponible en tailles 0 nouveau-né jusqu'à 6 extra grand adulte. Grâce à sa conception anatomique de qualité supérieure, le masque ClearLite offre un niveau d'étanchéité sans précédent, sans besoin d'exercer une forte pression, réduisant ainsi le risque de gêne ou de traumatisme.

Cette étanchéité améliorée permet également au clinicien de pratiquer une ventilation manuelle optimale du patient en anesthésie ou en médecine d'urgence.

ClearLite est sans PVC ni phtalates, réduisant significativement son impact sur l'environnement.

Masque léger

Améliore la préhension et le confort d'utilisation pour le clinicien

Forme anatomique

Ajustement précis quelles que soient la forme et la taille du visage. Une pression minimale est suffisante pour obtenir une étanchéité efficace et réduire les risques de traumatisme

Corps transparent

Excellente visibilité pour surveiller les signes cliniques

Lèvre souple non-gonflable

Offre une étanchéité efficace et confortable



Connexion sûre et sécurisée

Offrant un masque parfaitement relié au circuit respiratoire. Le raccord conique 22mm est conforme à la norme ISO 5356

Masque à volume réduit

Réduction de la réinhalation potentielle et des risques associés à des niveaux élevés de CO₂ en fin d'expiration

Code-couleur

La lèvre, souple et confortable, est à code-couleur, permettant l'identification facile et rapide de la taille adéquate

Faible impact environnemental

Sans PVC ni phtalates

Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Référence	Description	Qté/bte
7296001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 6, extra grand adulte, lèvre rouge, 22F	20
7295001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 5, grand adulte, lèvre orange, 22F	35
7294001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 4, adulte, lèvre verte, 22F	35
7293001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 3, petit adulte, lèvre jaune, 22F	35
7292001	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 2, pédiatrique, lèvre blanche, 22F	25
7291000	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 1, nourrisson, lèvre grise, sans crochet de fixation, 15M	30
7290000	ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 0, nouveau-né, lèvre bleue, sans crochet de fixation, 15M	40
7089000	Crochet de fixation 22mm pour masque d'anesthésie avec raccord 22F	150



Masques faciaux d'anesthésie économiques

Une gamme économique de sept masques faciaux d'anesthésie en PVC, avec bourrelet souple et coque transparente. Disponible en sept tailles, de nouveau-né à extra grand adulte



22F

Coque et bourrelet souples et transparents

Excellente visibilité des signes cliniques

Bourrelet souple

Confort du patient et étanchéité optimale

Emballage à code couleur

Identification rapide et facile

Sept tailles disponibles

De nouveau-né à extra grand adulte



Référence	Description	Qté/bte
● 1517111	Masque d'anesthésie économique, taille 6, extra grand adulte, 22F	25
● 1516111	Masque d'anesthésie économique, taille 5, grand adulte, 22F	30
● 1515111	Masque d'anesthésie économique, taille 4, moyen adulte, 22F	40
● 1514111	Masque d'anesthésie économique, taille 3, petit adulte, 22F	50
○ 1513111	Masque d'anesthésie économique, taille 2, enfant, 22F	35
● 1512111	Masque d'anesthésie économique, taille 1, nourrisson, 15M	40
● 1511111	Masque d'anesthésie économique, taille 0, nouveau-né, 15M	50
7089000	Crochet de fixation 22mm pour masque d'anesthésie avec raccord 22F	150

Masques faciaux d'anesthésie parfumés

Différentes tailles et senteurs

Une gamme de masques faciaux d'anesthésie parfumés, en PVC, à usage unique, avec bourrelet gonflable, disponibles en sept tailles et trois parfums : cerise, fraise, ou vanille, présentés dans une couleur 'menthe fraîche' pour aider le patient à se relaxer



Valve de gonflage sur le sommet (nez) du masque

Pratique pour l'utilisateur

Bourrelet souple gonflable

Confort du patient et étanchéité optimale



Emballage à code couleur

Identification rapide et facile

Coque semi-rigide transparente

Excellente visibilité des signes cliniques

Parfum

Pour aider le patient à se relaxer

Référence	Description	Qté/bte
● 1126111	Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 6, extra grand adulte, 22F	24
● 1125111	Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 5, grand adulte, 22F	30
● 1124111	Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 4, moyen adulte, 22F	40
● 1123111	Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 3, petit adulte, 22F	50
○ 1122111	Masque facial d'anesthésie parfumé, cerise, taille 2, enfant, 22F	35
○ 1129111	Masque facial d'anesthésie parfumé, fraise, taille 2, enfant, 22F	35
● 1121111	Masque facial d'anesthésie parfumé, cerise, taille 1, nourrisson, 15M	32
● 1128111	Masque facial d'anesthésie parfumé, fraise, taille 1, nourrisson, 15M	32
● 1120111	Masque facial d'anesthésie parfumé, cerise, taille 0, nouveau-né, 15M	40
● 1127111	Masque facial d'anesthésie parfumé, fraise, taille 0, nouveau-né, 15M	40
7089000	Crochet de fixation 22mm pour masque d'anesthésie avec raccord 22F	150