



Explorer masques pour endoscopie

Pour administration de gaz analgésiant en procédures d'endoscopie



Anesthésie ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

Explorer masque pour endoscopie

Pour administration de gaz analgésiant en procédures d'endoscopie

Une gamme de masques faciaux en PVC pour l'administration de gaz analgésiant lors de procédures d'endoscopie, à usage unique pour prévenir tout risque d'infection croisée.

Le masque Explorer d'Intersurgical est conçu pour permettre l'insertion facile d'un endoscope dans le nez ou la bouche du patient tout en administrant simultanément un gaz analgésiant. Trois valves unidirectionnelles placées sur le masque (sauf la taille 1 équipée d'une seule valve) fournissent un accès aisé de chaque côté du visage du patient.

Principalement utilisés lors d'endoscopie, le gaz analgésiant est administré via l'orifice central de 22mm. Ils peuvent aussi être utilisés sur des patients subissant une endo-cardiologie transœsophagienne.

▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Valves étanches

Offrent un accès aisé

Bourelet souple

Confort du patient et excellente étanchéité



Crochet de fixation à code-couleur

Pour une identification aisée et une harmonisation avec les autres produits Intersurgical

Forme anatomique

Pour un ajustement précis

4 tailles disponibles

D'adulte à nourrisson



Référence	Description	Qté/bte
1594000	Explorer, masque pour endoscopie, taille 4, adulte, 22F	40
1593000	Explorer, masque pour endoscopie, taille 3, petit adulte, 22F	50
1592000	Explorer, masque pour endoscopie, taille 2, pédiatrique, 22F	35
1591000	Explorer, masque pour endoscopie, taille 1, nourrisson, 15M	40

Faire une demande



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS5.18 FR ▪ Issue 5 07.19