


## Positionnement correct du masque adulte Intersurgical EcoLite™



L'élastique peut se placer sur ou sous les oreilles  
 La position sous les oreilles aide à prévenir la formation d'ulcération



Référence	Description	Qté/bte
1136015	Masque oxygène moyenne concentration, adulte, Intersurgical EcoLite™	55
1135015	Masque oxygène moyenne concentration, adulte, Intersurgical EcoLite™, avec tuyau, 2.1m	40
1142015	Masque Intersurgical EcoLite™ Senti™, adulte, avec ligne de monitoring CO <sub>2</sub> et tuyau, 2.1 m	30
1143015	Masque Intersurgical EcoLite™ Senti™, adulte, avec ligne de monitoring CO <sub>2</sub> , filtre et tuyau, 2.1 m	30
1141015	Masque Intersurgical EcoLite™ Senti™, adulte, avec tuyau, 2.1 m	30
1060085	Masque oxygène, adulte, Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 60%, vert	40
1040085	Masque oxygène, adulte, Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 40%, rouge	40
1035085	Masque oxygène, adulte, Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 35%, jaune	40
1031085	Masque oxygène, adulte, Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 31%, orange	40
1028085	Masque oxygène, adulte, Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 28%, blanc	40
1024085	Masque oxygène, adulte, Intersurgical EcoLite™ avec valve venturi 24%, bleu	40
1107085	Masque oxygène, adulte, Intersurgical EcoLite™ avec jeu de valves venturi	25
1181015	Masque oxygène haute concentration, adulte, Intersurgical EcoLite™, avec tuyau, 2.1 m	24
1188015	Masque aérosol, adulte, Intersurgical EcoLite™	50
1453015	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque Intersurgical EcoLite™ adulte et tuyau, 2.1 m	30
1463015	Kit nébuliseur HOT Top2, avec masque Intersurgical EcoLite™ adulte et tuyau, 1.8m	30