

Canules de Guedel Intersurgical

Nouvelles Couleurs Spécifiques ISO 5364:2016

Exigences de changement de couleur


Afin de nous conformer à ce nouveau code couleur spécifié par la norme ISO 5364:2016, Intersurgical a dû ainsi mettre à jour quatre tailles de ses Canules de Guedel. Les tailles ayant changé sont les suivantes :

- Taille ISO 3.5 ; de Rose à Vert Clair
- Taille ISO 6.5 ; de Blanc à Marron
- Taille ISO 7.0 ; de Jaune à Blanc
- Taille ISO 9.0 ; de Orange à Jaune

Chaque service devra considérer localement la manière d'assurer la mise en œuvre de ce changement. En effet l'utilisation du stock existant peut prendre du temps.



Les quatre tailles de canules de Guedel Intersurgical ayant subi un changement de couleur selon la mise à jour de la norme.

Référence	Taille Intersurgical	Taille ISO	Précédente Couleur Intersurgical		Nouvelle Couleur Conforme à l'ISO	
1000035 (S*)	000	3.5	Rose		Vert Clair	NOUV.
1100050 (S*)	00	5.0	Bleu		Bleu	
1110055 (S*)	0	5.5	Gris		Gris	
1111065 (S*)	1	6.5	Blanc		Marron	NOUV.
1111570 (S*)	1.5	7.0	Jaune		Blanc	NOUV.
1112080 (S*)	2	8.0	Vert		Vert	
1113090 (S*)	3	9.0	Orange		Jaune	NOUV.
1114100 (S*)	4	10.0	Rouge		Rouge	
1115120 (S*)	5	12.0	Violet		Violet	

(S*) Ajouter un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile du produit ex. 1112080S

Plus d'informations sur www.intersurgical.fr/info/canules-de-guedel-monobloc