



# DART™

Dispositif d'atomisation pour muqueuses intranasales




Gestion des Voies Aériennes ▪ Dispositifs d'Atomisation

## DART™ dispositif d'atomisation pour muqueuses intranasales

### L'atomisation haute qualité à portée de main

L'atomiseur DART est conçu pour administrer une solution médicamenteuse sur les muqueuses naso et oropharyngées et offre une délivrance précise avec une taille moyenne de particule d'approximativement 50µm. Aucune ligne intraveineuse n'est requise pour délivrer une médication rapide et sans douleur. La délivrance de médicaments atomisés offre une mise en place de la thérapie similaire à une administration intraveineuse. Aucune formation spécifique n'est requise pour largement adopter ce dispositif. La méthode de délivrance est indolore pour le patient, l'aidant ainsi à rester calme en situation de stress.

La gamme d'atomiseurs DART offre plusieurs choix garantissant une configuration optimale quels que soient les besoins, notamment avec ou sans seringue ainsi qu'une option avec adaptateur pour flacon (une canule émoussée en plastique pour aspirer la solution médicamenteuse dans la seringue) pour une utilisation pratique et facile. Tous les dispositifs DART sont à usage patient unique et conditionnés en boîte de 25 unités.



REF	Description	Qté/bte
DART100	DART dispositif d'atomisation intranasal avec seringue 3 ml	25
DART110	DART dispositif d'atomisation intranasal avec seringue 1 ml	25
DART140	DART dispositif d'atomisation intranasal avec seringue 3 ml et adaptateur d'ampoule	25
DART300	DART dispositif d'atomisation intranasal sans seringue	25

IS6.22 FR • Issue 3 10.24