



## FECH Inter-Therm™ Pro



Gestion des Voies Aériennes ▪ Filtres Échangeurs de Chaleur et d'Humidité (FECH)

## FECH Inter-Therm™ Pro

Le FECH Inter-Therm Pro est un filtre HEPA haute efficacité combiné à un papier ECH enroulé unique maximisant la surface d'échange pour aider à fournir un haut degré de protection ainsi qu'une excellente humidification.

Le FECH mécanique plissé Inter-Therm Pro offre une efficacité bactérienne et virale  $\geq 99.9999\%$ , réduisant le risque de contamination croisée, en plus d'une humidification optimale des gaz lors de la ventilation mécanique.

### Capuchon luer solidaire

Pour une surveillance sûre des gaz respiratoires

### Filtre mécanique plissé

Offrant une filtration HEPA haute qualité

### Papier ECH enroulé

Offrant une humidification optimale des gaz respiratoires

### Code couleur

Identification aisée, assurant que le bon filtre/ECH est utilisé en fonction de l'application clinique



REF	1791902
Qté/bte	50
Perte d'humidité	8 mg/L H <sub>2</sub> O/L
Restitution d'humidité calculée	30.6 mg H <sub>2</sub> O/L
Efficacité de filtration	99.9999%
Résistance à 30L/min	1.3 cm H <sub>2</sub> O
Résistance à 60L/min	2.5 cm H <sub>2</sub> O
Volume compressible	125 ml
Poids	49 g
Connexions	22M/15F-22F/15M
Volume courant minimum	$\geq 300$ ml

IS12.28 FR • Issue 3 07.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 et MDSAP