



## Filtre respiratoire Hydro-Guard™ Pro



Gestion des Voies Aériennes ▪ Filtres respiratoires

## Filtere respiratoire Hydro-Guard™ Pro

L'Hydro-Guard Pro est un filtre respiratoire mécanique plissé petit volume offrant une filtration HEPA haute efficacité. Le média filtrant mécanique à membrane plissée fournit une protection bactérienne et virale haute efficacité ≥ 99.9999% tandis que le faible volume minimise la réinhalation potentielle, idéal pour un usage à la connexion patient. L'Hydro-Guard Pro est disponible en version droite ou coudée.

### Capuchon luer solide

Pour une surveillance sûre des gaz respiratoires

### Filtre mécanique plissé

Offrant une filtration HEPA haute qualité



### Versions droites ou coudées

Pour répondre à tout besoin clinique

### Code couleur

Identification aisée, assurant que le bon filtre/ECH est utilisé en fonction de l'application clinique



Hydro-Guard Pro



Hydro-Guard Pro Coudé

REF	1745162	1745152
Qté/bte	40	40
Efficacité de filtration	99.9999%	99.9999%
Résistance à 30L/min	1.8 cm H <sub>2</sub> O	1.8 cm H <sub>2</sub> O
Résistance à 60L/min	3.8 cm H <sub>2</sub> O	3.8 cm H <sub>2</sub> O
Volume compressible	23 ml	25 ml
Poids	23 g	23 g
Connexions	22M/15F-15M	22M/15F-15M
Volume courant minimum	≥ 150 ml	≥ 150 ml

IS12.29 FR ▪ Issue 3 07.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 et MDSAP