



## Control-Cric™

Kit de cricothyroïdectomie chirurgicale



Gestion des Voies Aériennes ▪ Pulmodyne®

## Control-Cric™ kit de cricothyroïdectomie chirurgicale

Le Control-Cric est conditionné dans un emballage '3 étapes', pour guider le clinicien à travers une procédure nettement simplifiée.

**Etape 1 :** Cric-Knife™, une lame double tranchant 10mm avec un crochet trachéal coulissant intégré. Ceci permet au clinicien de garder le contrôle des voies aériennes au lieu de recourir à d'autres outils et de risquer de perdre les voies aériennes.

**Etape 2 :** Cric-Key™, une canule à ballonnet 5.5mm avec un introducteur intégré. L'introducteur offre un retour tactile des anneaux trachéaux, pour confirmer la bonne insertion.

**Etape 3 :** Lanière cervicale, une lanière souple en silicone, se glissant aisément par-dessus la canule pour sécuriser sa position lors de la ventilation. Un raccord patient extensible à double rotule est également inclus dans le kit afin de minimiser la tension et les mouvements de la canule pendant les soins.



**Emballage compact 3 étapes**  
**Déploiement rapide pour oxygéner/ventiler**  
**Outil de déconnexion inclus**



### Cric-Knife

- Lame 10mm à double tranchant
- Crochet trachéal coulissant intégré
- Conçu pour être tenu comme un stylo



### Cric-Key

- Canule à ballonnet 5.5mm
- Introducteur intégré
- Retour tactile des anneaux trachéaux pour confirmer la bonne insertion
- Canule renforcée et radio-opaque




### Lanière cervicale

- Pour sécuriser la canule une fois la procédure finie
- Adaptée pour un raccord 22mm
- Outil pour aider à déconnecter facilement tout dispositif du Cric-Key



### Raccord patient

- Cathéter monté extensible double rotule
- Double capuchon flip top (Aspiration et orifice étanche pour introduire un fibroscope souple)

REF	Description	Qté/bte
313-4567	Control-Cric kit stérile	5 
313-4568	Control-Cric kit de formation	10

 Stérile

Control-Cric, Cric-Key et Cric-Knife sont fabriqués par Pulmodyne Inc et distribués par Intersurgical Ltd.

IS6.21 FR • Issue 1 04.26

 **INTERSURGICAL**  
 SPECIALISTE DE L'ABORD RESPIRATOIRE

7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
 T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy  
 Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA