



Gamme Senti™ pour le monitoring du CO₂ expiré

Masques et canules nasales



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Concentration Variable en Oxygène (Bas Débit)



Gamme Senti™ pour le monitoring du CO₂ expiré

Le choix entre un masque ou une canule nasale

La gamme Senti est disponible avec un masque adulte ou en trois tailles de canules nasales. Chaque modèle permet le prélèvement du dioxyde de carbone expiré, sur un patient non-intubé, lors d'une administration supplémentaire en oxygène.

Des versions avec connexion pour capnographie Microstream® sont également disponibles.

**Canule nasale
disponible en
trois tailles**

Pour convenir à tout patient,
de l'enfant à l'adulte

Embouts courbes souples

**Apport d'oxygène et
prélèvement ETCO₂**

Bague antiglisser

Pour un ajustement sécurisé



L'oxygène est délivré par l'un des embouts et les gaz expirés sont prélevés par l'autre. Les canules nasales peuvent être plus appropriées en pédiatrie car de hauts débits d'oxygène pourraient "diluer" la concentration de CO₂ et donner des valeurs faibles voire inexistantes. Les masques peuvent être plus appropriés quand les narines sont obstruées.

Il est recommandé que les patients sous sédation bénéficient des mêmes normes de prise en charge que ceux recevant une anesthésie générale. La capnographie doit être utilisée chez les patients en cas de perte, ou de risque de perte, de la réponse normale aux stimulations verbales.¹

1. Association Of Anaesthetists (2021). Recommendations for Standards of Monitoring during Anaesthesia and Recovery 2021. Anaesthesia, [online] 76(9). doi:<https://doi.org/10.1111/anae.15501>.



Masque Sentri™ Intersurgical EcoLite™

Le masque Sentri est un masque oxygène moyenne concentration Intersurgical EcoLite adulte avec un raccord luer lock sécurisé pour connecter une extrémité de la ligne de monitoring, l'autre extrémité se connectant au capnomètre. Le masque Sentri est conçu pour mesurer le CO₂ dans les gaz expirés (ETCO₂) tout en administrant de l'oxygène au patient.

Intersurgical EcoLite

Gamme Eco

Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour réduire le risque de fuite d'oxygène au niveau des yeux

Raccord oxygène

Tuyau oxygène multi-canaux

Débit d'oxygène maintenu même en cas de plicature

Bienvenue dans la Zone de Confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite™ offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

Confortable pour le Patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite™. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite™ est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

L'élastique peut se positionner sur ou sous les oreilles

La position sous les oreilles aide à prévenir l'irritation et la formation d'ulcération

Lèvre souple étanche

Accroît le confort du patient

Système de double lèvre étanche

Assurant une meilleure adaptation sur toute forme de visage

Double mentonnière assurant une adaptation du masque sur davantage de formes de visage



Produits disponibles avec ligne de monitoring CO₂ pour capnographie Microstream®





Disponible avec un tuyau à oxygène pourvu d'un raccord universel, pouvant être connecté à un débitmètre muni d'un embout 6mm ou d'un raccord fileté 9/16-18 UNF Diameter Index Safety System (D.I.S.S.)



Masque Senti™ Intersurgical EcoLite™

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte	
1142015	 Senti Intersurgical EcoLite, masque adulte, avec ligne de monitoring du CO ₂ et tuyau	2.1 m	30	
1143015	Senti Intersurgical EcoLite, masque adulte, avec ligne de monitoring du CO ₂ , filtre et tuyau	2.1 m	30	
1143018	Senti Intersurgical EcoLite, masque adulte, avec ligne de monitoring du CO ₂ , filtre et tuyau à raccord universel	2.1 m	30	
1141015	Senti Intersurgical EcoLite, masque adulte, avec tuyau	2.1 m	30	
1142016	Senti Intersurgical EcoLite™, adulte, masque avec ligne de monitoring du CO ₂ et tuyau pour capnographie Microstream®	2.1 m	30	
1143017	Senti Intersurgical EcoLite™, adulte, masque avec ligne de monitoring du CO ₂ , filtre et tuyau pour capnographie Microstream®	2.1 m	30	



Canules nasales Senti

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1144001	Senti, canule nasale adulte, avec embouts courbes et tuyau	2.1 m	50
1144002	 Senti, canule nasale adulte, avec embouts courbes, ligne de monitoring du CO ₂ , filtre et tuyau	2.1 m	40
1144005	Senti, canule nasale pédiatrique, avec embouts courbes et tuyau	2.1 m	50
1144006	Senti, canule nasale pédiatrique, avec embouts courbes, ligne de monitoring du CO ₂ , filtre et tuyau	2.1 m	40
1144009	Senti, canule nasale nourrisson, avec embouts courbes et tuyau	2.1 m	50
1144010	Senti, canule nasale nourrisson, avec embouts courbes, ligne de monitoring du CO ₂ , filtre et tuyau	2.1 m	40
1144015	Senti, canule nasale pédiatrique, avec embouts courbes, ligne de monitoring du CO ₂ pour capnographie Microstream®, filtre et tuyau	2.1 m	40
1144016	Senti, canule nasale nourrisson, avec embouts courbes, ligne de monitoring du CO ₂ pour capnographie Microstream®, filtre et tuyau	2.1 m	40
1144017	Senti, canule nasale adulte, avec embouts courbes, ligne de monitoring du CO ₂ pour capnographie Microstream®, filtre et tuyau	2.1 m	40

 Illustration  Produit à faible impact environnemental

Microstream est une marque déposée de Oridion Medical 1987 Ltd.

IS10.24 FR ▪ Issue 19 03.26



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP