

# Inter-Guard® et Inter-Therm®

Filtres et filtres échangeurs de chaleur et d'humidité. Stériles.




## Filtre Inter-Guard et filtre échangeur de chaleur et d'humidité Inter-Therm

Les filtres et filtres ECH Intersurgical Inter-Guard et Inter-Therm sont disponibles avec une variété de raccords patient.

Ils sont fournis stériles. Le filtre Inter-Guard est équipé d'une membrane électrostatique. Le filtre ECH Inter-Therm est un filtre mécanique à membrane enroulée.

### Filtre Inter-Guard




### Filtre ECH Inter-Therm




**Inter-Guard** - pour une utilisation en anesthésie et soins intensifs, fourni stérile.



Efficacité de filtration bactérienne et virale	Résistance au débit filtre seul		Volume compressible filtre seul		Poids filtre seul		Volume courant minimum filtre seul
	30L/min	60L/min	sans prise	avec prise	sans prise	avec prise	
>99.999%	0.9cm H <sub>2</sub> O	2.0cm H <sub>2</sub> O	41ml	42ml	22g	23g	150ml

1344007S	125 	1344000S	50 	1344711S	50 
		 prise luer lock			
Inter-Guard		Inter-Guard avec luer lock		Inter-Guard avec catheter mount extensible	

**Inter-Therm**® - pour une utilisation en anesthésie et soins intensifs, fourni stérile.

Efficacité de filtration bactérienne et virale	Restitution d'humidité à : VC500ml FECH seul	Résistance au débit FECH seul		Volume compressible FECH seul		Poids FECH seul		Volume courant minimum FECH seul
		30L/min	60L/min	sans prise	avec prise	sans prise	avec prise	
>99.9999%	32mg H <sub>2</sub> O/L	1.6cm H <sub>2</sub> O	3.0cm H <sub>2</sub> O	56ml	57ml	30g	31g	150ml

1341007S	50 	1341011S	50 
		 cathéter mount extensible prise luer lock	
Inter-Therm		Inter-Therm + prise luer lock et catheter mount extensible	

1341000S	50 	1341580S	50 
 prise luer lock		 orifices 7.6 et 9.5mm cathéter mount intérieur lisse rotule rotule prise luer lock double application aspiration et fibroscopie	
Inter-Therm + prise luer lock		Inter-Therm + prise luer lock et catheter mount intérieur lisse avec raccord coudé double rotule et double 'flip top' cap	



**INTERSURGICAL**<sup>®</sup>  
SPÉCIALISTE DE L'ABORD RESPIRATOIRE

38, rue Roger Salengro 94124 Fontenay Sous Bois Cedex  
info@intersurgical.fr | www.intersurgical.fr | 01 48 76 72 30



Certifié ISO 9001 et ISO 14001