



nFlow™

Système pour CPAP nasale du nouveau-né



Soins Intensifs ▪ Circuits Respiratoires



nFlow™

Conçu pour prendre soin

Souvent, les plus petits patients ont besoin des plus grands soins. La sécurité et le confort sont vitaux pour aider le nouveau-né dans les premières étapes de sa vie.


Une solution pour la CPAP nasale du nouveau-né

Le système nFlow d'Intersurgical offre une solution complète de soins pour la CPAP du nouveau-né, avec technologie éprouvée 'gas flip', pour un faible travail respiratoire.

nFlow est compatible avec les générateurs de débit conçus pour une utilisation avec la technologie CPAP 'gas flip', fournissant une pression dans le système légèrement supérieure.

Le système nFlow


Le système nFlow est livré pré-assemblé, avec générateur, branche à fil chauffant et tuyau d'évacuation extensible 10mm Superset. L'intégralité du système nFlow est sans phtalates, notamment les tubulures d'apport en gaz frais et de monitoring.





Un choix d'interfaces-patient et de bonnets

Les interfaces-patient et les bonnets sont fournis séparément pour éviter toute perte. Utilisez les guides de tailles fournis pour choisir l'option adéquate pour le patient.




12 bonnets

Disponibles séparément en douze tailles avec code-couleur. Chaque bonnet possède trois attaches autoagrippantes et des points de fixation sécurisés.



Interface Patient

Les masques et embouts sont disponibles séparément en quatre tailles. Le silicone souple et confortable qui les compose assure un ajustement optimal.



B Bonnets



C Masques nasaux




D Embouts nasaires





Pour simplifier vos commandes, composez votre circuit complet en choisissant parmi les références des groupes A et B, puis les interfaces-patient des groupes C et/ou D. À tout moment, vous pouvez commander vos éléments séparément selon vos besoins.



REF	Description	Qté/bte
A Circuits respiratoires nFlow		
4700000	nFlow circuit à fil chauffant pour CPAP du nouveau-né, 1.6m	12
4700001	nFlow circuit à fil chauffant pour CPAP du nouveau-né, 1.8m	10
4700016	nFlow circuit à fil chauffant pour CPAP du nouveau-né avec ligne de monitoring déconnectable, 1.6m	10
4708000	Kit silencieux pour nFlow	50
4700011	Lacets de fixation de rechange pour nFlow	60
B Bonnets nFlow		
	Couleur	Taille
4907009	Bonnet enfant nFlow, marine	Taille 9 (40 - 42 cm)
4907008	Bonnet enfant nFlow, turquoise	Taille 8 (38 - 40 cm)
4907007	Bonnet enfant nFlow, orange	Taille 7 (36 - 38 cm)
4907006	Bonnet enfant nFlow, rouge	Taille 6 (34 - 36 cm)
4907005	Bonnet enfant nFlow, vert	Taille 5 (32 - 34 cm)
4907004	Bonnet enfant nFlow, orange clair	Taille 4 (30 - 32 cm)
4907003	Bonnet enfant nFlow, bleu	Taille 3 (28 - 30 cm)
4907002	Bonnet enfant nFlow, jaune	Taille 2 (26 - 28 cm)
4907001	Bonnet enfant nFlow, gris foncé	Taille 1 (24 - 26 cm)
4907110	Bonnet enfant nFlow, rose	Taille 0 (22 - 24 cm)
4907100	Bonnet enfant nFlow, gris	Taille 00 (20 - 22 cm)
4907000	Bonnet enfant nFlow, blanc	Taille 000 (18 - 20 cm)
C Masques nasaux nFlow		
	Couleur	Taille
4716000	Masque nasal nFlow	Extra grand
4706000	Masque nasal nFlow	Grand
4705000	Masque nasal nFlow	Moyen
4704000	Masque nasal nFlow	Petit
D Embouts narinaires nFlow		
	Couleur	Taille
4703000	Embout narinaire nFlow	Grand
4702000	Embout narinaire nFlow	Moyen
4701000	Embout narinaire nFlow	Petit
4711000	Embout narinaire nFlow	Extra petit

IS1.16 FR ▪ issue 9 10.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA