



# STARMed CaStar R

Heaume pour ventilation mécanique non invasive (VNI)



Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient ▪ **STARMed**



# STARMed CaStar R heaume pour VNI

## StarMed CaStar R

Le CaStar R est une interface-Patient confortable, polyvalente et légère pour la ventilation mécanique non invasive (VNI) conçue pour offrir une alternative aux méthodes traditionnelles. Le CaStar R est bien toléré lors d'utilisations prolongées et peut réduire les risques associés à l'intubation endotrachéale ou au masque facial. Il peut être utilisé aussi bien en position assise qu'allongée.

## Caractéristiques techniques

- Sans phtalates
- Raccords 22M conformes à la norme ISO
- Fixations axillaires confortables et atraumatiques
- Coussin cervical gonflable intégré

- Deux ports d'accès étanche polyvalents adaptés pour des sondes ou cathéters à simple ou multiple lumière
- Nouveau hublot hermétique d'accès au patient, pourvu d'une valve de sécurité bidirectionnelle à ouverture automatique en cas de sous-pression
- Une fois le heaume sous pression, l'étanchéité du système est assurée par une membrane élastique épousant la partie supérieure du torse

### Bibliographie:

- Mojoli F, et al. An optimized set-up for helmet noninvasive ventilation improves pressure support delivery and patient-ventilator interaction, Intensive Care Med. 2013 Jan;39(1):38-44
- Vargas F, et al. Helmet with specific settings versus facemask for noninvasive ventilation, Crit Care Med. 2009 Jun;37(6):1921-8
- Mojoli F, et al. Carbon dioxide rebreathing during non-invasive ventilation delivered by helmet: a bench study, Intensive Care Med. 2008 Aug;34(8):1454-60
- Antonelli M, et al. New treatment of acute hypoxemic respiratory failure: Noninvasive pressure support ventilation delivered by helmet - A pilot controlled trial, Crit Care Med. 2002 Mar;30(3):602-8



## CaStar R heaume pour VNI avec coussin cervical gonflable, valve de sécurité bidirectionnelle et hublot d'accès patient\*

Référence	Taille	Tour de cou	Qté/bte
CP211XXL/2R	Extra Extra Grand	≥50cm	5
CP211XL/2R	Extra Grand	45-52cm	5
CP211L/2R	Grand	40-47cm	5
CP211M/2R	Moyen	34-41cm	5
CP211S/2R	Petit	27-34cm	5
CP211XS/2R	Extra Petit	17-27cm	5



[www.intersurgical.fr/info/starmed](http://www.intersurgical.fr/info/starmed)

▶ Vidéo disponible sur [www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)

\*Tuyaux non inclus. A commander séparément. Veuillez vous référer au site internet pour la gamme d'accessoires.



7 Bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 [info@intersurgical.fr](mailto:info@intersurgical.fr) [www.intersurgical.fr](http://www.intersurgical.fr)



Fabricant :  
Intersurgical S.p.A.  
Mirandola (MO) Italie

IS1.18\_FR • Issue 8 06.20