



Circuits respiratoires pour fabian HFO et fabian evolution


Circuits respiratoires à utiliser avec les respirateurs acutronic fabian



Soins Intensifs ▪ Circuits Respiratoires

Circuits respiratoires pour respirateurs fabian HFO™ et fabian evolution™

Une gamme complète de circuits respiratoires adaptés aux respirateurs Acutronic® fabian HFO™ et fabian evolution™, offrant le choix d'une ventilation conventionnelle ou haute fréquence. Disponible en version Flextube™ ou intérieur lisse, cette gamme propose des circuits à 1 ou 2 fils chauffants, un circuit pour la CPAP nasale du nouveau-né ainsi qu'un modèle pour le transport.



Des kits d'adaptation pour Ventilation Haute Fréquence (HFO - High Frequency Oscillation) sont également disponibles afin de permettre au clinicien la conversion si besoin de ces circuits respiratoires en ventilation HFO.

Nous proposons également un circuit avec fil chauffant nFlow™ ou bien un kit d'adaptation pour permettre la compatibilité de nos circuits respiratoires avec les respirateurs fabian HFO™ et fabian evolution™. Grâce à une nouvelle ligne de monitoring déconnectable facilitant les soins hors couveuse, nous sommes désormais en mesure de proposer une offre complète de soins pour la CPAP nasale du nouveau-né.

REF	Description	Qté/bte
4651000	Kit d'adaptation HFO pour modifier les circuits respiratoires fabian en ventilation HFO	20
4650000	Circuit respiratoire de transport 10mm Flextube avec ligne de monitoring, connexions machine 15M et pièce en Y à rotule, pour respirateurs fabian®, ≥ 1.2m	15
4652000	Circuit respiratoire de transport 10mm Flextube avec ligne de monitoring, connexions machine 15M et pièce en Y à rotule, pour respirateurs fabian®, ≥ 1.6m	10
4072000	Circuit respiratoire 10mm Flextube à deux fils chauffants avec ligne de monitoring et branche supplémentaire, pour respirateurs fabian®, ≥ 1.6m	12
4071000	Circuit respiratoire 10mm Flextube à un fil chauffant avec piège à eau, ligne de monitoring et branche supplémentaire, pour respirateurs fabian®, ≥ 1.6m	12
5072000	Circuit respiratoire 10mm intérieur lisse à deux fils chauffants avec ligne de monitoring et branche supplémentaire, pour respirateurs fabian®, ≥ 1.2m	20
5071000	Circuit respiratoire 10mm intérieur lisse à un fil chauffant avec piège à eau, ligne de monitoring et branche supplémentaire, pour respirateurs fabian®, ≥ 1.2m	20

Illustration

Acutronic et fabian sont des marques déposées de Acutronic Medical Systems AG.

fabian HFO et fabian evolution sont des marques commerciales de Acutronic Medical Systems AG.

IS1.38 FR • Issue 5 08.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP