



Pièges à eau angle droit

Avec système auto-occlusif



Soins Intensifs • Accessoires

Pièges à eau angle droit

Avec système auto-occlusif

Les pièges à eau angle droit d'Intersurgical sont conçus pour collecter la condensation pouvant se former dans un circuit respiratoire et sont disponibles en deux tailles.

Proposés en versions moyen ou grand volume, ils sont idéaux pour toute application où une connexion à 90° est requise.

Le système auto-occlusif permet la vidange du réceptacle sans interrompre le débit de gaz.

Les pièges à eau sont équipés d'une connexion 22F côté machine et 22M côté circuit, offrant ainsi la possibilité d'être directement reliés à un respirateur ou une station d'anesthésie.



Système auto-occlusif

Permet la vidange du piège à eau sans interrompre le débit de gaz



REF	Description	Qté/bte
1916000	Piège à eau, auto-occlusif, angle droit, moyen volume	55
1915000	Piège à eau, auto-occlusif, angle droit, grand volume	40

IS1.33 FR • Issue 6 10.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP